

- α. Ο ρυθμιστής πρέπει να είναι μεταλλικής, ανοξείδωτης κατασκευής και να διαθέτει περιστρεφόμενο ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) συνοδευόμενο από φιάλη υπερχειλίσης, βαλβίδα ασφαλείας και αντιμικροβιακό φίλτρο.
- β. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό διακόπτη συνεχούς ρύθμισης κενού από 0-1000mbar.
- γ. Η ικανότητα αναρρόφησης στο μέγιστο κενό να είναι της τάξης των 50 l/min και πάνω.
- δ. Να συνδέεται σε επιτοίχια λήψη κενού, μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου, αποκλείοντας την δυνατότητα σύνδεσης σε λήψεις αερίων.
- ε. Οι σωληνώσεις σύνδεσης ρυθμιστή φιάλης και φιάλης ασθενούς να είναι από σιλικόνη. Όλα τα τμήματα του σετ αναρρόφησης να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού σε θερμοκρασία 134oC για 10 λεπτά.
- στ. Να μπορεί να συνδεθεί με φιάλες εκκριμάτων πολλαπλών ή μιας χρήσεως και διαφορετικής χωρητικότητας από ένα (1) έως πέντε (5) λίτρα.
- ζ. Η αναρρόφηση να καλύπτεται από εγγύηση ποιότητας του μετάλλου δέκα (10) ετών, εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών δέκα (10) ετών και εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. η. Να φέρει σήμανση CE συνοδευόμενη από τον τετραψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στο φορέα που τη χορήγησε.
- θ. Να διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ρυθμιστή για την βέλτιστη ιχνηλάτιση του.
- ι. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο δοχείο πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον δυο Lt και την επιτοίχια βάση στήριξής του (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων σύνδεσης).
- ια. Να είναι κατάλληλη για σύνδεση στις επιτοίχιες λήψεις κενού του νοσοκομείου μας EN 737-1 ENV737-6.